

プレート洗浄時間を大幅短縮 Personal Microplate Washer

♪ 実は手動が使いやすい ♪

- 洗浄は手元のスイッチを押すだけ
- 二重管ノズル構造により、吸い残しが最小限に
- 洗浄プログラムの設定不要
- この機能で、この安さ **240,000円** (税別)

ELISA測定に！ ウェスタンブロッティングに！




Personal Microplate Washer (製品コード MK950) ★ウェブサイトでも操作動画も公開中！

Personal Microplate Washer

仕様

ノズルヘッド	アクリル製(リモートスイッチ付)
ノズル	二重管ノズル 8本構成
洗浄液流量(ノズル1本当たり)	0.1 ~ 1.0 ml (連続可変)
洗浄水ボトル/ 廃液ボトル	プラスチック製(容量 1 L)
電源	AC100 V(50/60 Hz) 20 W
重量	2.9 kg
本体寸法	226(W) × 225(D) × 200(H) mm



ウェブカタログの製品ページで操作方法を動画でご紹介しています。ご利用ください。

※ノズルヘッドほか各種消耗品もご用意しています。
詳しくは弊社ウェブカタログをご覧ください。

ELISAキット

タカラバイオでは、骨代謝、Procollagen Type-I、肝細胞分化など様々な研究分野のELISAキット(タカラバイオ製ほか)を販売しています。詳細は弊社ウェブカタログをご覧ください。

ELISAキット関連製品

1錠を水に溶かすだけのバッファータブレットと硫酸を含まない反応停止液をご用意しています。

製品名	概要	容量	製品コード	価格(税別)
Phosphate Buffered Saline (PBS) Tablets, pH7.4	1錠を蒸留水に溶解して1 LのPBS(-)を作製	100 tablets (100 L分)	T9181	¥39,000
Phosphate Buffered Saline with Tween®20 (PBS-T) Tablets, pH7.4	1錠を蒸留水に溶解して1 LのPBS-Tを作製	100 tablets (100 L分)	T9183	¥39,000
Tris Buffered Saline (TBS) Tablets, pH7.6	1錠を蒸留水に溶解して500 mlのTBSを作製	100 tablets (50 L分)	T9141	¥19,000
Tris Buffered Saline with Tween®20 (TBS-T) Tablets, pH7.6	1錠を蒸留水に溶解して500 mlのTBS-Tを作製	100 tablets (50 L分)	T9142	¥21,000
Wash and Stop Solution for ELISA without Sulfuric Acid	洗浄液の成分(10×PBS、Tween20)およびペルオキシダーゼの基質発色を止める反応停止液のセット	96 well plate × 5 plates分	MK021	¥9,000

- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・本チラシ記載の価格は2016年4月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。
- ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。
- ・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

2016年3月作成G

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 TaKaRaテクニカルサポートライン
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>

取扱店