

【vol.105の主な内容】

新製品

性能そのまま、価格はダウン!
SMART-Seq®シリーズにTotal RNA-Seq用ライブラリー調製キットが登場!

キャンペーン

★ タカラバイオWEB会員様限定 ★ 30%OFFキャンペーン

新しいモデルに買い替えるなら今! リアルタイムPCR装置 買い替えキャンペーン

中規模スケールの核酸精製に最適

自動核酸精製装置 MagnetaPure 32 Plusが20%OFF

Coming Soon!

耳より

実施例をCheck! オールインワンのデジタルPCRシステム Nio™+ system

既存品から性能はそのままに、価格を安くリニューアル!

Total RNA-Seq用ライブラリー調製キット

NEW

SMART-Seq®シリーズに、イルミナ社次世代シーケンサー対応のTotal RNA-Seq用ライブラリー調製キット2製品を新発売しました!

既存製品の性能はそのままに、価格を下げてよりお使いいただきやすくなりました。

モニターキャンペーンも実施中。ぜひお試しください!

◆ 生物種を選ばず、方向性情報を持ったライブラリー調製が可能なキット

- ✓ インプット量：rRNA除去済みのRNA 100 pg~100 ng
- ✓ 99%以上の精度で方向性情報を保持、特定
- ✓ 4時間以内にライブラリー調製可能



製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
SMART-Seq® Total RNA Mid Input	24回	635049	¥188,000	¥131,600

◆ ヒト・マウス・ラット用。リボソームRNA(rRNA)除去 + ライブラリー調製

- ✓ インプット量：ヒト、マウス、ラットのtotal RNA 100 ng~1 µg
- ✓ RIN値3~10のtotal RNAから高品質で再現性の高いデータを取得可能
- ✓ 99%以上の精度で方向性情報を保持、特定
- ✓ 5時間以内にrRNA除去とライブラリー調製が可能



製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
SMART-Seq® Total RNA High Input (RiboGone™ Mammalian)	24回	635046	¥240,000	¥168,000

※表示価格はすべて税別です。

それぞれの24回用はRNA-Seq用ライブラリー調製キットモニターキャンペーンにて30%OFF

キャンペーンの詳細は ⇒

タカラバイオ キャンペーン

検索


※ 96回用、384回用もご用意しています。詳細は弊社ウェブサイトの製品ページをご確認ください。

オールインワンのデジタルPCRシステム

操作性に優れたドロップレットタイプのデジタルPCRシステム

Nio™+ system

- ✓ ドロップレット作製から検出・解析までを1台に統合
- ✓ 業界最多の7色標準搭載。独自のカラーコンビネーション機能で20以上のマルチプレックス検出が可能
- ✓ 最大384サンプル/runに対応



実施例を続々追加!

乳がん患者のFFPEおよび血漿DNAサンプルを用いたESR1変異検出例を動画でご紹介しています。詳細は弊社ウェブサイトをご確認ください。

製品名	容量	製品コード	価格
Nio™+ system	一式	SU0001	★お問い合わせください

※本製品はStilla Technologies社の製品です。詳しくは弊社ウェブサイトの製品ページをご確認ください。

★ キャンペーン予告 ★

中規模スケールに最適な自動核酸精製装置

MagnetaPure 32 Plus

期間: 6月17日(月)~9月30日(月)

- ✓ 迅速かつ再現性の高いDNA/RNA磁性ビーズ精製
- ✓ 最大32サンプルを同時処理
- ✓ マッハライ・ナーゲル社検証済みの自動化プロトコルを搭載
- NEW!** 新製品 NucleoMag® HMW DNA用の自動化プロトコルを追加



コンパクトなサイズ

32サンプルの処理能力がありながら、どんな実験台にもフィットするコンパクトなサイズ

検証済みの自動化プロトコルを搭載

マッハライ・ナーゲル社のNucleoMag®キットで検証済みの自動化プロトコルを18種類搭載

カスタムプロトコルの作成・保存

実験に合わせてプロトコルのパラメータを簡単に変更でき、最大500プロトコルの保存が可能(例: 容量、温度や混合、磁気分離の条件など)

20%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
MagnetaPure 32 Plus	一式	747010	¥2,900,000	¥2,320,000

※本製品はマッハライ・ナーゲル社の製品です。詳しくは弊社ウェブサイトの製品ページをご確認ください。

新しいモデルに買い替えのチャンス!

リアルタイムPCR装置 買い替えキャンペーン

キャンペーン期間：～2024年9月30日(月)まで

販売を終了したタカラバイオのリアルタイムPCR装置 Thermal Cycler Dice® Real Time System / Single / II をお持ちのお客様限定で、Thermal Cycler Dice® Real Time System III および IV、CronoSTAR™ 96 (4ch) を特別価格にてご提供いたします。 ※弊社ウェブサイトのキャンペーンページにご用意している専用発注書でご注文ください。

買い替え対象製品：下記①～③の装置をお持ちの方がキャンペーン対象です

- ① Thermal Cycler Dice® Real Time System (製品コード TP800/TP860)
 ② Thermal Cycler Dice® Real Time System Single (TP850/TP870)
 ③ Thermal Cycler Dice® Real Time System II (TP900/TP960)

※上記装置の下取りは行っておりません。



特別価格製品：新しいモデルを特別価格でご提供します

- ◆ CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (4ch)※1 (製品コード 640231)
 CronoSTAR™ 96 制御用PC (WN822)

35%OFF



CronoSTAR™シリーズ
 96ウェル
 4色モデルの決定版

製品コード	搭載フィルター	通常価格	特別価格
640231	FAM、VIC / HEX、ROX / Texas Red、Cy5	¥2,880,000	¥1,872,000
WN822	—	¥200,000	¥130,000※2

※1：CronoSTARシリーズは0.2 mlチューブ、プレートに対応しています。

※2：本体と同時にご購入いただいた場合の価格です。

追加で制御用PCのみを購入される場合は、動作確認を行うため、作業費用と送料が別途必要となります。

本体同時購入以外で制御用PCを購入される場合は、総販売元のワケンビーテック株式会社までお問い合わせください。

- ◆ Thermal Cycler Dice® Real Time System IV※3 (TP1000/TP1010/TP1030)

30%OFF



タカラバイオqPCR装置
 96ウェル
 最新・最速・最上位機種

製品コード	FAM/HEX/ ROX/Cy5 フィルター	制御用PC	MRQ※4	Q705 フィルター	通常価格	特別価格
TP1000	○			オプション (製品コード TP1004)	¥4,300,000	¥3,010,000
TP1010	○	○			¥4,500,000	¥3,150,000
TP1030	○	○	○		¥4,665,000	¥3,265,500

- ◆ Thermal Cycler Dice® Real Time System III※3 (TP950/TP970/TP980/TP990)

30~35%OFF



タカラバイオqPCR装置
 96ウェル
 スタンダード機種

製品コード	FAM/ROX フィルター	制御用PC	MRQ※4	Cy5 フィルター	通常価格	特別価格
TP950	○				¥3,300,000	¥2,310,000
TP970	○	○			¥3,500,000	¥2,450,000
TP980	○	○	○		¥3,665,000	¥2,565,500
TP990	○	○		○	¥3,950,000	¥2,567,500※5

※3：TP1000シリーズ、TP950シリーズは0.1 mlチューブ、プレートに対応しています。

※4：相対定量解析ソフトウェア「Multiplate RQ」。複数プレートのデータをまとめて相対定量解析するための「Thermal Cycler Dice Real Time System」シリーズ専用ソフトウェアです。

※5：TP990は35%OFFです。

最大級のディスカウント**キャンペーン**が
やって来た!



タカラバイオWEB会員様限定

30%OFF キャンペーン

キャンペーン期間：2024年6月3日(月)～6月12日(水)ご注文分まで

【ご注文方法】

弊社ウェブサイトで **WEB会員へログイン** いただき、
マイページ の「**WEB会員様向けお知らせ**」
から **専用発注書** にてご注文ください!

ログインはこちら!



タカラバイオ WEB会員

検索



WEB会員でない方もご安心ください。今からのご登録でもOK!

ご登録はこちら!



タカラバイオ 会員登録

検索



- ・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- ・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ・本パンフレット記載の価格は2024年6月3日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2024年5月作成G

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
Website <https://www.takara-bio.co.jp>
Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店