

【vol.120の主な内容】

新製品

磁性ビーズを使用したRNA精製キットの改良版【NucleoMag® RNA Pro】
動物由来成分を含まない線維芽細胞培地【Fibroblast Growth Medium D-ACF】

キャンペーン

終了まで残り1ヵ月!「タカラバイオ サマーキャンペーン2025」
サマーキャンペーン注目製品【TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR】

耳より

リニューアル!【16S rRNA解析(細菌叢解析)受託サービス】

MAX
35%
OFF

好評実施中!

タカラバイオ
サマーキャンペーン2025

9.30 火 ご注文分まで

タカラバイオ サマーキャンペーン2025では、**900品目以上**の製品と受託サービスを**最大35%OFF**でご提供しています。
キャンペーン終了まで残り1ヵ月! お得な機会をぜひご利用ください!

■対象製品

PCR酵素、リアルタイムPCR(qPCR)試薬

PCR酵素各種、RT-PCR関連製品、Direct RT-qPCR試薬 ほか

タンパク質精製、合成

タグ融合タンパク質精製、タンパク質合成システム ほか

制限酵素、逆転写酵素

制限酵素全製品、cDNA合成キット/逆転写酵素 ほか

ウイルス・マイコプラズマ検出

病原体関連遺伝子検出シリーズ

RNA関連試薬

mRNA合成システム、Cap修飾酵素 ほか

遺伝子導入

ウイルスベクター調製キット、精製試薬 ほか

クローニング関連、cDNA Library

In-Fusionクローニングシリーズ、コンピテントセル ほか

qPCR装置、PCR装置、自動核酸精製装置

遺伝子機能解析関連

ゲノム編集関連製品、Tet-One発現誘導システム ほか

受託サービス

RNA-Seq解析(短納期)、ライブラリーシーケンス解析

幹細胞研究ツール(細胞・培地)

幹細胞研究用抗体、専用増殖培地 ほか

★キャンペーン詳細は

タカラバイオ キャンペーン

検索

次のページで注目製品をご紹介します ▶▶▶

★ サマーキャンペーン注目製品

究極の特異性、高速反応、コンタミ防止など
優れた機能が満載のインターカレーター法リアルタイムPCR酵素ミックス

TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR

インターカレーター法リアルタイムPCR酵素ミックス「TB Green® Premix Ex Taq™ II Fast qPCR」は、卓越した高速反応と究極の特異性を持ちながら高い蛍光強度による幅広いダイナミックレンジを実現した製品です。

本製品をサマーキャンペーンで**20%OFF**でご提供中！

キャンペーン限定の大容量品(3,200回用)もラインナップしています！



✓ 究極の特異性

独自の反応液組成により非特異的増幅を抑制

✓ 高速反応が可能

変異型DNAポリメラーゼの採用

✓ 使用感向上の3要素

1. ユニバーサルリファレンスDye ⇒ 装置ごとの調整が不要
2. UNG (Uracil-N-Glycosylase) ⇒ キャリーオーバーコンタミネーションを防止
3. 可視化Dye ⇒ 反応液の視認性が向上し、入れ忘れを防ぐ


✓ より正確な定量が可能

サンプル専用希釈液「**EASY Dilution II (for Real Time PCR)**」を添付

EASY Dilution II とは？

特にサンプルが低濃度的时候、EASY Dilutionを使うと水やTEと比べて正確な希釈が可能となり、結果、精度の高い定量に繋がります。
一度使うと手放せなくなる便利製品です！

EASY Dilution II (for Real Time PCR)を使用することで、TEに比べ低濃度まで正確な定量が可能！



製品名	容量 (25 µl反応系)	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR	400回	RR830A	¥49,000	¥39,200
	800回	RR830B (A × 2)	¥93,000	¥74,400
	3,200回	RR830D (A × 8)	※	¥200,000

※キャンペーン限定大容量品

★ 新製品 ★ 磁性ビーズを使用したRNA精製キットの改良版

広範囲の試料からのRNA精製に対応

NucleoMag® RNA Pro


新発売



- ✓ 培養細胞、組織、植物など幅広いサンプルからRNAを精製（植物からのRNA精製にはBuffer RL1が必要）
- ✓ 短時間に高純度のRNAの精製が可能
- ✓ 自動化システムへの組み込みが容易
- ✓ NucleoMag RNA/DNA ProではRNAとDNAの同時分離精製が可能



【実施例】様々な試料からのRNA精製



NucleoMag RNA Proを用いて培養細胞(HeLa 2×10^6 cells)、動物組織(シカ肺、腎臓 各20 mg)、植物の葉(小麦、トウモロコシ、タバコ 各40 mg)など様々なサンプルからRNAを精製した。精製RNAの収量(A)と純度(B)を測定したところ、すべてのサンプルにおいて高い収量で高品質のRNAが精製されていることが確認された。

製品名	容量	製品コード	価格
NucleoMag® RNA Pro	96 well × 1	744360.1	¥68,000
	96 well × 4	744360.4	¥250,000
NucleoMag® RNA/DNA Pro	96 well × 1	744370.1	¥74,000

※本製品はマッハライナーゲル社の製品です。詳しくは、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください。

★ 新製品 ★ 動物由来成分を含まない線維芽細胞培地

安定的な線維芽細胞の培養に！

Fibroblast Growth Medium D-ACF

新発売

PromoCell®

- ✓ 動物由来成分を含まないため、Lot間差が少なく、安定的な細胞培養が可能
- ✓ 小児由来、成人由来線維芽細胞の培養に使用可能
- ✓ 通常の血清入り培地と同等の細胞増殖速度を実現
- ✓ フェノールレッドを含まない培地も同時発売



本培地は、従来の増殖培地と同じく線維芽細胞の規格(最小保証分裂回数15回、CD90陽性)を保証しています。

製品名	容量	製品コード	価格
Fibroblast Growth Medium D-ACF	500 ml	C-23027	¥64,000
Fibroblast Growth Medium D-ACF, phenol red-free	500 ml	C-23017	¥69,000

※本製品はPromoCell社の製品です。詳しくは、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください。

★ リニューアル ★ 16S rRNA解析(細菌叢解析)受託サービス

- ✓ 12種類の人工16S rRNA遺伝子配列を同時分析することで絶対定量が可能に！
(凍結糞便、唾液、土壌検体のみ)
- ✓ 従来の16S rRNA菌叢解析の相対定量に絶対定量をプラス




サービスの詳細はこちら▶

◆ 納品データ例 ◆

■ 絶対定量結果 NEW


人工16S rRNA遺伝子配列の
検量線結果を用いて絶対定
量結果(16S rRNAコピー数)
を納品



■ 系統分類結果


Bar Chart

界・門・綱・目・科・属・種の各レベルごとに菌種組成を算出



Heatmap

検出された菌種の出現頻度を示したヒートマップ



キャンペーン期間: ~2025年9月30日(火)

短納期 シングルセル解析 ディスカウントキャンペーン
シングルセル解析(Chromium Single Cell)

165万円／4検体



※ドライシッパーを弊社で手配する場合、別途追加で費用をいただきます。
※記載の検体数以上のご依頼の場合は、ご相談ください。
※凍結組織以外(凍結細胞、FFPE、固定化細胞)の場合は 通常の納期(約2ヵ月)をいただきます。

◀ キャンペーンの詳細はこちら



- ・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- ・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ・本パンフレット記載の価格は2025年9月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2025年8月作成G

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
Website <https://www.takara-bio.co.jp>
公式X @Takara_Bio_JP / https://x.com/Takara_Bio_JP

取扱店